

## CGM-Systeme

### - Pflasterallergien oder frühzeitigem Sensorverlust vorbeugen -

#### 1. Pflaster unter Dexcompflaster setzen gegen Allergien

- Complete Blasenpflaster, 4,2 cm x 6,8 cm
  - Vor dem Setzen Pflaster draufkleben
  - Mit Nagelschere Loch hineinschneiden
  - Sensor mit Setzhilfe aufbringen
  - zusätzlich am Besten mit Opsite Flexifix , wasserfesten Pflaster oder normalem Tape fixieren
  - <https://www.youtube.com/watch?v=uMz95nnShZM> ; Link zur Anleitung
  - 1 Pflaster = 1 €
- Duodern Convatec, 10 cm x 10 cm
  - In der Mitte halbieren
  - Entweder für 2 Anwendungen nutzbar oder bei starker Allergie 2 übereinanderkleben und für 1 Anwendung nutzen
  - Vor dem Setzen Pflaster draufkleben
  - Mit Nagelschere Loch hineinschneiden
  - Sensor mit Setzhilfe aufbringen
  - Zusätzliches Abkleben meist nicht erforderlich
  - nicht für dauerhaften Kontakt mit Salzwasser geeignet
  - 1 Pflaster = 3 €

#### 2. Pflaster zum Abkleben bei dauerhaftem frühzeitigem Verlust

- Opsite Flexifix Folie, 1 Rolle á 10 m = 2,00 € pro Meter
- Mivolis Aqua Pflasterstripes, 20 Pflaster = 1,75 €, aber 2 verschiedene Größen
- Mivolis Steriler Wundverband Wasserdicht, 5 Pflaster = 1,85 €, auf der Rolle
- Circlemate Stomapflaster oder Varimate Curve, 30 Pflaster = 40,00 €, verschiedene Größen
- Heallily Tattoo Nachsorge; wasserdichter Verband, klarer selbstklebender Filmkleber, 1 Rolle á 10m= ca. 20 €
- TapeGuard Tape Fixierungshilfe für Dexcom, Enlite und Freestyle Libre Sensor = Dauerhafter Gebrauch möglich. Gehäuse, um den Sensor zusätzlich zu stabilisieren. Pflasterwechsel ohne Sensorverlust möglich = 14,95 €
  - um Fixierhilfe zu nutzen Anwendung von Fixierungstape ab 1,20 € nötig
- MySweetStitch, Fixierungshilfe für Libre 3 Sensoren, wasserfeste Pflaster mit Belüftungsloch, 10er Pack in verschiedenen Farben = 10-12 €